

KAATOKLOSETIT AH-3075, 3075V, 3076 ja 3076V

Kaatoklosettiin tyhjenetään pesuvateja, kaarimaljoja, pulloja ym. astioita, jotka sisältävät kiinteää ja nestemäistä viemärikelpoista jätettä. Jätteet huuhdellaan altaasta reunahuuhtelulla ja tyhjennetty astia huuhdellaan sisäpuolelta jalkapolkimella toimivalla pullo- ja pohjasuihkulla.

Kaatoaltaan pinta on sileä ja se on asennettu siten, että jätteiden hyvä huuhtoutuminen varmistuu. Huuhteluvesi valuu altaaseen tasaisesti kaatoaukon reunuksen alla olevasta suihkurenkaasta. Käsikäyttöisissä malleissa klosetti huuhdellaan klosetin takana olevaa huuhteluventtiiliä painamalla. Kosketusvapaassa mallissa käsi viedään takana ylhäällä olevan anturin päälle n. 80 mm etäisyydelle, jolloin huuhtelu käynnistyy.

3075V- ja 3076V –klosettien kaatoalue on viistottu helpottamaan astioiden tyhjentämistä ja parantamaan työskentelyergonomiaa.

TEKNISET TIEDOT

3075 Kaatoklosetti pohjasuihkulla, LVI 5931015

3075V Kaatoklosetti, pullosuihkulla, viisto, LVI 5931016

Materiaali	Sisä- ja ulkomateriaali: rst AISI 304
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	3075 550x600x1150 mm (työskentelykorkeus 800 mm) 3075V 550x600x1150 mm (työskentelykorkeus 700 mm)
Varusteet	3075 saranoitu astiaritilä (saranoitu kansi lisävarusteena) 3075V saranoitu kansi Haponkestävä muovinen hajulukko
Lisävarusteet	3075V saranoitu kaatoaukollinen kansi
Liitännät	Kylmävesiliitäntä DN28-liitos (4,0–8,0 bar paine) Viemäri-liitäntä DN110
Huuhteluventtiili	Käsikäyttöinen, sisältää imusuojan
Huuhteluvesimäärä	Tehdasasetus 13 L/huuhtelukerta 17 sekuntia. Säädettävissä 7,5-30 L/huuhtelukerta.
Asennus	Säädettävät jalat, seinäkiinnitys ruuveilla, vesi- ja viemäri-liitännät



3076 Kaatoklosetti, kosketusvapaa, pullosuihkulla, LVI 5931017

3076V Kaatoklosetti, kosketusvapaa, pullosuihkulla, viisto malli, LVI 5931018



Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	3076 550x600x1150 mm (työskentelykorkeus 800 mm) 3076V 550x600x1150 mm (työskentelykorkeus 700 mm)
Varusteet	Saranoitu umpikansi Jalkapolkimella toimiva pullosuihku Muovinen hajulukko
Lisävarusteet	3076 saranoitu astiaritilä, saranoitu kaatoaukollinen kansi 3076V saranoitu kaatoaukollinen kansi
Liitännät	Kylmävesiliitäntä DN28-liitos (4,0–8,0 bar paine) Viemäriiliitäntä DN110
Huuhteluventtiili	Kosketusvapaa ohjaus, sisältää imusujan
Huuhtelu-aika	Tehdasasetus 11,2 L / huuhtelukerta 16 sek. Säädettävissä huollon yhteydessä.
Asennus	Säädettävät jalat, seinäkiinnitys ruuveilla, vesi- ja viemäriiliitännät, 230 V pistokeliitäntä
Rakenteissa huomioidut standardit ja direktiivit	EN 60204-1 Koneturvallisuus EN 12100 Koneturvallisuus Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU EMC-Direktiivi 2014/30/EU Konedirektiivi 2006/42/EY

Myynti

Franke Medical Oy, Vartiokuja 1, 76850 Naarajärvi
p. 015 34 111, ws-medical.fi@franke.com,
www.frankemedical.fi

Valmistaja

KAVIKA OY, Tempo 4, 04430 Järvenpää,
puh. 09 8362 0055, kavika@kavika.fi,
www.kavika.fi